



东莞市高升电子精密科技有限公司

双能X射线骨密度模体 股骨模体

产品技术规格书

制作单位：东莞市高升电子精密科技有限公司
单位地址：广东省东莞市大朗镇创意产业园 B 栋 1 楼
联系人：张继高
联系方式：18128028677（微信同号）
[Http://:www.delta17.cn](http://www.delta17.cn)
E-mail: 18128028677@163.com

感谢

您对我公司产品的关注！我们将为您量身定做适合贵公司产品的试验方案、制造试验设备及夹具、提供与国际接轨的试验技术以及强大的售后保障体系。

双能 X 射线骨密度模体

1.产品介绍与结构

A.1. 股骨模体

股骨模体推荐采用图 A.1、表 A.1 中的股骨模体或其他型号具有相应功能的模体。材料为铝。

单位：mm




图 A.1 股骨模体结构图

表A.2 股骨模体参数表

模体			
骨密度	低骨密度 ($\approx 0.6\text{g/cm}^2$)	中骨密度 ($\approx 0.9\text{g/cm}^2$)	高骨密度 ($\approx 1.2\text{g/cm}^2$)
厚度 A	3.90 mm	5.85 mm	7.80 mm
深度 B	1.83 mm	2.74 mm	3.66 mm
模拟骨材料：铝 6061。			